



## REVISIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA

**Il vostro generatore di idrogeno**, come tutta la strumentazione analitica, per un perfetto funzionamento ed una più lunga durata delle sue componenti necessita di cura e manutenzione.

A tale proposito stiamo attuando una campagna di **REVISIONE e MANUTENZIONE PROGRAMMATA** pensata specificamente per il vostro generatore.

### Il programma prevede:

- Pulizia generale interna ed esterna
- Pulizia della tanica
- Sostituzione dei tubi di circolazione dell'acqua
- Sostituzione del sacchetto deionizzante
- Sostituzione dei setacci molecolari disidratanti (solo nei modelli provvisti di tale sistema)

*L'intervento di manutenzione verrà effettuato presso la sede di Labo Line. A voi rimane solo l'onere di spedizione e noi provvederemo alla restituzione a nostro carico.*

*Se necessario, per non interrompere la vostra attività, potrete usufruire di un **"GENERATORE DI CORTESIA"***

Inoltre, coloro che sottoscriveranno il contratto di **REVISIONE e MANUTENZIONE PROGRAMMATA**, avranno diritto ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino di:

- Parti di ricambio
- Materiale di consumo
- Costo orario di assistenza

**Per un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto**

Nota: al momento della sottoscrizione del contratto il generatore deve essere funzionante. In caso contrario vi verrà proposto un preventivo per la riparazione dello stesso.

Per informazioni

Tel: +39 02-671658303 - +39 340-5877172

Email: [service@laboline.it](mailto:service@laboline.it)



**Labo Line S.r.l.**

**Vendita - Assistenza Tecnica – Supporto**

**Società per l'assistenza tecnica autorizzata da VICI DBS**